

04

PASO A PASO

PARAFINA

TRATAMIENTOS DE HIDRATACIÓN



BEAUTY IMAGE
PROFESSIONAL WAXING

TIPOS DE PARAFINA

Parafinas con aceites esenciales

Parafina Melocotón naranja

con Aceite de Manzanilla, Aceite de Almendras dulces y Aceite de coco. Refrescante e hidratante.

Parafina Aloe Vera verde

con Te verde y Aceite de Menta. Purificante y Cicatrizante.

Parafina Lavanda lila

con Aceite de Rosa Mosqueta y Vitaminas A,E y F. Antiséptica y Relajante.

Parafina Vainilla blanca

con Aceite de caléndula y Vitaminas A,E y F. Hidratante.

Parafina Algodón azul

con Algodón y Aceite de aguacate. Reparadora. Perfecta para pieles sensibles.

Chocobeauty

Parafinas al chocolate

Choco Beauty white paraffin

Chocolate blanco: con Vitamina E y Aceite de coco: antioxidante, hidratante, tonificante y cicatrizante.

Choco Beauty milk paraffin

Chocolate con leche: con Aceite de Almendras, Extracto de leche y Aceite de soja: hidratante, emoliente y regenerante.

La parafina tiene tanto Propiedades Cosméticas como Terapéuticas.

En Cosmética

Con la Parafinoterapia, podemos ayudar de una forma sencilla, a **mejorar** una parte de los **problemas relacionados con la falta de hidratación**, como son pieles agrietadas y resecas, durezas, callosidades...

Tras la aplicación del tratamiento, se forma una ligera película sobre la piel que evita la pérdida transepidérmica de agua, consiguiendo así un efecto hidratante de las capas superficiales.

La piel queda tersa, suave y protegida de agentes externos.

Es además un complemento ideal en tratamientos específicos, ya que el efecto calor provoca una hiperemia que conlleva una mejor microcirculación sanguínea, logrando así una mayor absorción de los activos que se apliquen a continuación.

También se puede utilizar como liporeductora, ya que con la aplicación del calor y con la ayuda de mantas en zonas como caderas o piernas, lograremos eliminar una gran cantidad de líquido, y con él de toxinas acumuladas. De todos modos, para este fin aconsejamos el uso del Parafango o Chocofango, específicamente formulado para ello.

Puede ser aplicada en forma de crema, con una textura parecida a la vaselina, para aquellas personas sensibles al calor, o en forma líquida, fundiendo los panes en un aplicador adecuado.

En Tratamientos de Recuperación Funcional (Tratamientos Fisioterapéuticos)

Se utiliza para la **recuperación** o **alivio del dolor**.

El efecto calor facilita el calentamiento de la fibra muscular permitiendo así llevar a cabo ejercicios de recuperación sin necesidad de calentar previamente la zona.

La aplicaremos en forma líquida.

Tanto en tratamientos estéticos como en tratamientos fisioterapéuticos, podemos combinar las diferentes parafinas de que disponemos, para aumentar los beneficios de estos tratamientos gracias a la **Cromoterapia** y la **aromaterapia**.

PRECAUCIONES

- ! Compruebe la temperatura de la parafina antes de aplicarla en el interior de la muñeca.
- ! No aplique la parafina en áreas sensibles como dentro de la nariz, oídos, pezones, cejas, piel irritada por el sol, verrugas y zonas cercanas al área vaginal.
- ! Antes de empezar asegúrese que la piel está limpia y seca y no presenta restos de grasa o de sudor.
- ! Si se usa en corporal, no aplicar encima de zonas con problemas graves de circulación: varices, trombos,...
- ! No ingerir.
- ! Mantener fuera del alcance de los niños.

APARATOLOGÍA

Bañera calentador parafina



FORMATOS

Parafina: Bolsas 500g en cajas de 3 Kilos



Chocobeauty: Bolsas 500g Choco Beauty en cajas de 3 Kilos



Parafina en crema



MANOS PIES



01 COLOQUE LOS PANES de parafina en el baño hasta su fusión completa; en ese momento la temperatura del baño será la idónea para comenzar el tratamiento. Tardará unos 45 minutos en estar lista.

02 PULVERICE las manos/pies con el **Tónico tratamiento parafina** para limpiar la piel. Éste tiene efectos antisépticos.

03 SEQUE con un pañuelo de papel.

04 COMPRUEBE la temperatura de aplicación en el interior de la muñeca.

05 SUMERJA una mano/pie durante unos 2 segundos en el baño y sáquelo. Repita la operación unas 5 o 6 veces hasta que la zona esté totalmente cubierta de una gruesa capa de parafina. Repita la operación con la otra mano/pie.

06 A CONTINUACIÓN envuelva las extremidades con las bolsas de plástico y cúbralas con las manoplas o los peúcos. De este modo el efecto calor será más intenso.

07 TRANSCURRIDOS unos 15 minutos retire la capa de parafina en forma de guante junto con la bolsa de plástico y deseche.

08 PARA FINALIZAR el tratamiento, aplique la **Crema hidratante protectora post-parafina**, específica para el tratamiento, efectuando un ligero masaje.

CORPORAL ABDOMEN GLÚTEOS MUSLOS



01 COLOQUE LOS PANES de parafina en el baño hasta su fusión completa; en ese momento la temperatura del baño será la idónea para comenzar el tratamiento. Tardará unos 45 minutos en estar lista.

02 COLOQUE el film osmótico debajo de la zona a tratar del cliente.

03 LIMPIE la zona del cuerpo en profundidad y tonifique con el **Tónico tratamiento parafina** para prepararlo para la aplicación de la parafina.

04 COMPRUEBE la temperatura de aplicación en el interior de la muñeca.

05 CUANDO ESTÉ a la temperatura adecuada, con ayuda de un pincel especial para parafina, cubra la zona del cuerpo con una capa de parafina.

06 APLIQUE hasta 5 capas para conseguir la consistencia deseada.

07 ENVUELVA al cliente con el film osmótico y una manta para dar calor y así conseguir un efecto sauna.

08 DEJE ACTUAR durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo retire el film junto con la parafina.

09 LA PIEL QUEDARÁ perfectamente hidratada y preparada para ejercer un masaje con la **Crema hidratante protectora post parafina**.

FACIAL



01 COLOQUE LOS PANES de parafina en el baño hasta su fusión completa; en ese momento la temperatura del baño será la idónea para comenzar el tratamiento. Tardará unos 45 minutos en estar lista.

02 LIMPIE el rostro en profundidad y tonifique con el **Tónico tratamiento parafina** para prepararlo para la aplicación de ésta.

03 PROTEJA los ojos y los labios del cliente con una gasa humedecida.

04 COMPRUEBE la temperatura de aplicación en el interior de la muñeca.

05 EXTIENDA la gasa facial cubriendo la cara, y con ayuda de un pincel especial para parafina cúbrala con una capa de parafina. Aplique hasta 5 capas para conseguir la consistencia deseada.

06 DEJE ACTUAR durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo retire la gasa junto con la parafina.

07 LA PIEL QUEDARÁ perfectamente hidratada y preparada para ejercer un masaje con la **Crema hidratante protectora post parafina** o una crema hidratante adecuada.

SUGERENCIAS COSMÉTICAS



La parafina también se puede usar en tratamientos más largos como manicuras/pedicuras o envejecimiento de manos, después del peeling.



Tónico Tratamiento Pre-parafina

Gracias a su contenido en glicerina y extractos vegetales, posee excelentes propiedades hidratantes y emolientes, dejando la piel fresca, limpia y preparada para la aplicación de la parafina.



Crema Hidratante Protectora Post-parafina

Perfecta para hacer un masaje después de la parafina. Deja la piel perfectamente hidratada, tersa y protegida de agentes externos.



Peeling corporal BI

para preparar la piel antes de empezar el tratamiento en cabina, o para el mantenimiento de la piel cuidada en casa, una o dos veces por semana.